


Mini Cubes de Fluorescence intégrés (iFMC & iFMC)

Différences entre les générations 1 et 2

doric

Modèle illustré: iFMC6_IE(400-410)_E1(460-490)_F1(500-540)_E2(555-570)_F2(580-680)_S



Modèle illustré: iFMC6-G2_IE(400-410)_E1(460-490)_F1(500-540)_E2(555-570)_F2(580-680)_S

Améliorations

- Les amplificateurs sont désormais intégrés dans le cube pour un encombrement plus compact
- Une seule entrée d'alimentation et un seul interrupteur pour les cubes multi-détecteurs
- Les commandes de l'amplificateur sont situées près du canal correspondant.
- Plus de câbles M5