



FLT	X	DFL	A	MA	B	C
Pointe plane	Clivée	Diffuseur	Angle	miroir d'angle	Bipris me	Cône
Poli 0,3 µm		Diffuseur c ouche		Lumière / Miroir		

TERMINAISON DE FIBRE OPTIQUE
ÉCHELLE 50 : 1





Dimensions en mm
À titre indicatif uniquement

PROPRIÉTAIRE

L'INFORMATION CONTENUE DANS CE DESSIN
EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **Doric Lenses Inc.**.
TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU INTÉGRALE
SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE
Doric Lenses Inc. EST INTERDIT.

NE PAS METTRE CE DESSIN À L'ÉCHELLE

357 rue Franquet, Québec, QC
G1P 4N7, Canada ;
Tél. : 418 877 5600 ;
doriclenses.com ;

TITRE :

DFC _DF

N° DE DESSIN

B282-20xx

23/11/2017