



FLT	X	DFL	A	MA	B	C
Embout plat	Clivé	Diffuseur	Angle	Miroir angulaire	Bipris me	Cône
Poli 0,3 µm				Lumière, miroir		

TERMINAISON DE FIBRE
ÉCHELLE 50 : 1





Dimensions en mm
À titre indicatif uniquement

PROPRIÉTAIRE

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN
EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE Doric Lenses Inc..
TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU INTÉGRALE
SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE
Doric Lenses Inc. est INTERDIT.

NE PAS METTRE À L'ÉCHELLE CE DESSIN

357 rue Franquet, Québec,QC
G1P 4N7,Canada;
Tél: 418 877 5600;
doriclenses.com;

TITRE:

DFC _GS

N° DE DESSIN:

B282-xxxx

2018-04-20