






M3x0.5

5,5 mm PROFONDEUR DE FILETAGE



Dimensions en mm
À titre d'information uniquement

PROPRIÉTAIRE

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE PLAN SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **Doric Lenses Inc.**. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU INTÉGRALE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE **Doric Lenses Inc.** EST INTERDITE.

NE PAS METTRE LE DESSIN À L'ÉCHELLE

doric

357 rue Franquet, Québec, QC
G1P 4N7, Canada;
Tél : 418 877 5600;
doriclenses.com;

TITRE :

CAP _M3 _S

N° DE DESSIN

F210-5006-M

7-9-2021