

















Montage en baie (19 pouces) avec équerres de fixation fournies

Solution alternative : pieds en caoutchouc
Position de mise en baie
Dégagement de montage

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL

L'INFORMATION CONTENUE DANS CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **Doric Lenses Inc.**. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU INTÉGRALE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE **Doric Lenses Inc.** EST INTERDIT.

SAUF INDICATION CONTRAIRE :		NOM	DATE
LES DIMENSIONS SONT EN MM	DESSINÉ		
ANGULAIRE: ±0.25 deg	VÉRIFIÉ		
COTES À UNE DÉCIMALE 0,2 ±	ING APPR.		
DEUX DÉCIMALES 0,10 ±	FAB APPR.		
TROIS DÉCIMALES 0,050 ±	A.Q.		

INTERPRÉTER GÉOMÉTRIQUES TOLÉRANCES SELON:

MATIÈRE

FINITION Ra 1.6

NE PAS METTRE LE DESSIN À L'ÉCHELLE

Projection en troisième angle :


doric 357 rue Franquet, Québec, QC
G1P 4N7, Canada, Tél : 418 877 5600

TITRE :

DNC - Doric Neuroscience Console

FORMAT	N° DESSIN.	REV
B	D460-2004	02


POIDS : FEUILLET 1 SUR 2



DÉTAIL A
ÉCHELLE 2 : 1


DB25 (FEMELLE)

BROCHES 1 À 8 : ENTRÉE/SORTIE NUMÉRIQUE 9 À 16
BROCHES 9 À 16 : SORTIES NUMÉRIQUES 1 À 8
BROCHES 17 À 24 : ENTRÉES NUMÉRIQUES 1 À 8
BROCHE 25 : MASSE NUMÉRIQUE



A

VUE ARRIÈRE



VUE DE FACE

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **Doric Lenses Inc.**. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE **Doric Lenses Inc.** EST INTERDITE.

SAUF INDICATION CONTRAIRE :		NOM	DATE
DIMENSIONS SONT EN MM	DESSINÉ		
ANGULAIRE : 0.25 degré	VÉRIFIÉ		
PRÉCISION À UNE DÉCIMALE 0,2 ±	APPROB. ING.		
PRÉCISION À DEUX DÉCIMALES 0,10	APPROB. FAB.		
PRÉCISION À TROIS DÉCIMALES 0,050	A.Q.		
INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE TOLÉRANCES SELON :	Projection en troisième angle:		
MATÉRIAU			
FINITION Ra 1.6			
NE PAS METTRE LE DESSIN À L'ÉCHELLE			

doric
357 rue Franquet, Québec, QC
G1P 4N7, Canada, Tél. : 418 877 5600

TITRE:

DNC - Doric Neuroscience Console

FORMAT	N° DE DESSIN	RÉV
B	D460-2004	02

POIDS :

FEUILLE 2 DE 2