





FLT	DFL	C
Pointe plate	Diffuseur	Cône
 Poli 0,3 µm	 Diffuseur c ouche	

TERMINAISON FIBRE
ÉCHELLE 50 : 1







DÉTAIL DE TERMINAISON DE FIBRE
ÉCHELLE 50 : 1

357 rue Franquet, Québec, QC
G1P 4N7, Canada ;
Tél. : 418 877 5600 ;
doriclenses.com ;

Dimensions en mm
À titre indicatif uniquement

PROPRIÉTAIRE
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN
EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE Doric Lenses Inc..
TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU INTÉGRALE
SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE
Doric Lenses Inc. EST INTERDITE.

DESSIN NON À L'ÉCHELLE

TITRE :

OEC _ZF1.25

N° DE DESSIN

B290-xxxx

23-05-2017