




FLT	DFL	C
Embout plat	Diffuseur	Cône
Poli 0,3 µm	Diffuseur Couche	

TERMINAISON DE FIBRE
ÉCHELLE 20 : 1



OPTIQUE
CONNECTEUR M3





DÉTAIL B
ÉCHELLE 14 : 1

Dimensions en mm
À Titre Indicatif Seulement

PROPRIÉTAIRE

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **Doric Lenses Inc.**. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU INTÉGRALE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE **Doric Lenses Inc.** EST INTERDIT.

NE PAS METTRE LE DESSIN À L'ÉCHELLE

357 rue Franquet, Québec, QC
G1P 4N7, Canada ;
Tél : 418 877 5600 ;
doriclenses.com ;

TITRE :

OmFC _S M3

N° DE DESSIN

B286-xxxx

2021-05-13