






FLT	DFL	C
Embout plat	Diffuseur	Cône
Poli 0.3 µm	Diffuseur Couche	

TERMINAISON DE FIBRE OPTIQUE

ÉCHELLE 50 : 1





DÉTAIL B
ÉCHELLE 30 : 1

Dimensions en mm
À titre indicatif uniquement

PROPRIÉTAIRE
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE Doric Lenses Inc.. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU INTÉGRALE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE Doric Lenses Inc. EST INTERDITE.

NE PAS METTRE À L'ÉCHELLE CE DESSIN

doric
357 rue Franquet, Québec, QC
G1P 4N7, Canada ;
Tél. : 418 877 5600 ;
doriclenses.com;

TITRE :

OsFC

N° DESS.

B286-00xx

24-05-2017